

**Программа проведения дозиметрических измерений
при проведении работ с ИИИ**

в кабинете рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) № 1 рентгеновского
отделения, 5 этаж административного корпуса УЗ «Мозырская городская больница»
(место проведения).

№ п/п	Вид и характеристика источника ионизирующего излучения (ИИИ)*	Наименование контролируемого параметра воздействия радиационного фактора	Место проведения измерений	Допустимый уровень (пункт ТНПА)
1	2	2	4	5
1.	Рентгеновский компьютерный томограф Somatom go Up, зав.№ 111887, 2020 года выпуска	Мощность дозы рентгеновского излучения	1. Режим работы аппарата - рентгеноскопия: 1.1 На рабочем месте врача-рентгенолога при проведении рентгеноскопии в процедурной. 2. Режим работы аппарата – рентгенография: 2.1 На рабочем месте рентгенолаборанта у пульта управления аппаратом в комнате управления (пультовой). 2.2 У защитного смотрового окна в комнате управления (пультовой). 2.3 У рентгенозащитных дверей (смежных с процедурной): - в комнате управления - в коридоре - в санузле 2.4 В помещениях, смежных по вертикали и горизонтали с процедурной - в комнате управления - в коридоре - в санузле - в санитарной комнате - над процедурной (технический этаж) - под процедурной (в складском помещении)	п.128 (приложения 24 и 12) НПА [1]
«*» – параметры, при которых проводились измерения мощности дозы (стандартные значения анодного напряжения в «кВ», значения силы тока в «мА» / «мА·с», наличие фильтров), фиксируются в протоколе.				
НПА [1] - Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.05.2008 № 97)				

Помощник врача-гигиениста отделения
коммунальной гигиены отдела гигиены

Т.В. Татур